

Der OSAVET G3 Narkosemonitor ist der ideale Monitor zur Überwachung Ihrer Patienten bei der Narkose. Sowohl im mobilen wie im stationären Einsatz. Die hohe Leistung zum attraktivem Preis erlaubt eine hohe Wirtschaftlichkeit, ohne Kompromisse eingehen zu müssen.

Leicht, transportabel und kompakt

Mit nur 4 kg Gewicht und seinem kompakten und ergonomischen Design, mit integriertem Netzteil, bietet der G3 hohen Bedienkomfort und ermöglicht auch eine Überwachung auf engstem Raum.

Großer, gut lesbarer 28 x 16 cm Farb-TFT-Brilliant-Bildschirm

Der 28 x 16 cm große Farb-TFT Bildschirm mit leicht lesbaren Ziffern gewährleistet eine optimale Darstellung von bis zu 5 Kurven. Transportabel ist der OSAVET G3 durch den integrierten Akku (keine Option), der eine Betriebszeit von bis zu 2 Stunden aufweist.

Endlose Möglichkeiten

Viele Funktionen, die bei anderen Monitoren normalerweise nur als Optionen angeboten werden, weist der G3 standardmäßig auf. Wie EKG, NIBD, IBD, PULS, ATMUNG, TEMP1, TEMP2, Nellcor SPO2, Co2 Kapnograph sowie einen integrierten Drucker für das EKG.

Vielseitigkeit

Dies sind u.a. 5-Ableitungs-EKG mit ST-Segment Analyse und eine komplette Arrhythmieanalyse, Respiration, Pulsoxymetrie, nicht invasiver Blutdruck und Temperatur. Die Trend-Grafiken gewährleisten die Kontrolle von Überwachungsinformationen der letzten 72 Stunden. Ein optional integrierbarer Drucker erlaubt eine einfache Dokumentation von Echtzeitkurven und gespeicherten Trenddaten.

ETCO2 (Kapnografie)

- Messbereich: 0% - 10.0% (ins CO2 und et CO2)
- Messgenauigkeit: ± 2 mm Hg (< 5 %) 10 % (> 5 %)
- Reaktionszeit: 180 Ms

Puls-Oxymetrie

- SpO2 Sensor: Nellcor oder kompatibel
- Sättigungsbereich: 0 – 100 %
- Reaktionszeit: schnell, normal, langsam

EKG

- EKG-Kabel: 5-adrig
- ST-Streckenanalyse: 1 Kanal
- Umfassende Arrhythmieanalyse
- Messbereich: 20 - 350 Schläge/min.

Respiration

- Methode: Impedanz
- Messbereich: Erw.: 0 – 120 resp./min.
- Apnoe-Erkennung: einstellbar 10 - 40 Sek.

Nichtinvasiver Blutdruck

- Prinzip: Oszillometrisch
- Messbereich: 10 – 270 mmHg
- Messarten: manuell, automatisch, kontinuierlich
- Automatische Messungen: 1 – 480 Min.

Invasiver Blutdruck

- Messbereich: 0~40kPa (0~300mmHg)
- Kanal: 2 Kanäle
- Empfindlichkeit: 5MVV/mmHg
- Wählbar als : kPa oder mmHg

Temperatur int. (Optional)

- 1-Kanal
- Messbereich: 25°C – 45°C
- Sonde: YSI 400 kompatibel

Temperatur ext. (Optional)

- 1-Kanal
- Messbereich: 25°C – 45°C
- Sonde: YSI 400 kompatibel

Allgemeines

- Maße: (H x B x T): 244 x 258 x 118 mm
- Gewicht: < 4 Kg
- Display: 28 x 16 cm, 800 x 600 Farb-TFT
- Akku: Bleisäure, bis zwei Stunden Betrieb
- Darstellung von 5 Kurven

EKG Drucker

EKG Freeze-Funktion

Alarmsystem



Zwei Monitore Ihrer Wahl:

OSAVET MONITOR A (ohne ETCO2 Kapnographie und ohne integriertem EKG Drucker)

1. - PULSOXYMETER
2. - EKG
3. - ATMUNGSFREQUENZ
4. - NICHT INVASIVE BLUTDRUCKSMESSUNG
5. - INVASIVE BLUTDRUCKSMESSUNG
6. - TEMP1 (externa)
7. - TEMP2 (interna)
8. - EKG MIT FREEZE-FUNKTION
9. - SYSTEMALARM

OSAVET MONITOR B (mit ETCO2 Kapnographie und integriertem EKG Drucker)

1. - CO2-KAPNOGRAPH (zusätzlich integriert)
2. - PULSOXYMETER
3. - EKG
4. - ATMUNGSFREQUENZ
5. - NICHT INVASIVE BLUTDRUCKSMESSUNG
6. - INVASIVE BLUTDRUCKSMESSUNG
7. - TEMP1 (externa)
8. - TEMP2 (interna)
9. - EKG-DRUCKER (zusätzlich integriert)
10. - EKG MIT FREEZE-FUNKTION
11. - SYSTEMALARM

Preis €

Preis €

Bestellung per Fax

Ihre Bestellung

Produkte	Menge	Ohne MwSt	MwSt	Total
			19%	

Rechnungsanschrift:

Name:	
Vorname:	
Straße:	Ort:
Festnetz/Tel.:	E-mail:

Leasing sichert Liquidität

VetLeasing



Leasingangebot für den OSAVET MONITOR B


Monatliche Raten:	192,00 €	245,00 €	348,00 €
Leasingzeit:	48 Monate	36 Monate	24 Monate
Alle genannten Summen sind netto (zzgl. MwSt).			
Ansprechpartner ist Herrn Harms Tel. 0511 / 968 59 10			

Direktvertrieb:

Deutschland

Dr. OS. Anaya

Eppendorfer Weg 14
20259 Hamburg
Tel: 040 - 47 19 38 23
Tel: 040 - 44 19 19 09
Fax: 040 - 47 19 38 24
Mobil: 0171 - 998 49 76
E-mail: mail@oromedical.com



BeNeLux

Arjan Brouwer

DGC Nunspeet
Zwolsewegje 16
8071 RX Nunspeet
Tel: 0031 - 651 - 16 62 51
Tel: 0031 - 341- 25 23 53
Email: brouwernauta@hetnet.nl




ISO Zertifizierung :ISO-13485:2003

NEU
von Tierärzten
für Tierärzte



Ad usum Veterinarium



- 11 in 1**
- KAPNOGRAFIE
 - PULS-OXYMETRIE
 - EKG
 - ATMUNG
 - NICHTINVASIVER
BLUTDRUCK
 - INVASIVER
BLUTDRUCK
 - TEMP 1 EXT.
 - TEMP 2 INT.
 - EKG DRUCKER
 - EKG FREEZE-
FUNKTION
 - ALARMSYSTEM

OSAVET G-3 Vet Narkose-Multiparameter-Monitoring

Ab 192,00 € monatlich - Jetzt möglich!

DAS GÜNSTIGE REZEPT FÜR DIE MODERNE NARKOSEÜBER-
WACHUNG MIT 9 ODER 11 PARAMETER & 24 MONATE GARANTIE